

**F&B****Dicolube D64****VL8**

## Produto para Tratamento de Esteiras Transportadora Aprovado para Garrafas Plásticas

### Finalidade de Uso

**Dicolube D64** é um produto sintético destinado à limpeza e redução de atrito entre as esteiras transportadoras e qualquer tipo de embalagem, sendo aprovado para embalagens plásticas retornáveis e não retornáveis, não provocando stress-cracking. Não é afetado pela dureza de água.

### Características / Benefícios

- Formulação exclusiva: protege garrafas de plástico retornável contra o stress-cracking. É também aprovado para latas e garrafas de vidro;
- Produto concentrado: pode ser usado a baixas concentrações, provendo um efetivo e econômico custo em uso;
- Eficiente limpeza: remove sujidades existentes sobre as esteiras, mantendo-as limpas e lubrificadas;
- Compatível com água dura: pode ser usado em locais com água de dureza elevada;
- Poder biocida: possui um largo espectro biocida impedindo a proliferação de microrganismos e a liberação de odor.

### Considerações Técnicas

**Dicolube D64** apresenta uma formulação diferenciada que lhe confere 3 características diferentes em 1 só produto: lubrificação, poder de limpeza e controle microbiológico. Pode ser utilizado em embalagens de vidro, latas, embalagens plásticas retornáveis e não retornáveis. É recomendável uma limpeza periódica nas esteiras com o objetivo de manter a eficiência da linha.

### Modo de Usar

Utilizar concentrações de **Dicolube D64** entre 0,2 a 0,5% (p/v) à temperatura ambiente. A definição da concentração, temperatura e tempo de contato ideais dependerão da aplicação. Consulte o especialista **Diversey**.

### Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido límpido
Cor	Amarelado
Peso específico à 25°C	1,00 g/ml
pH (puro) à 25°C	6,1
Demanda Química de Oxigênio (COD)	262 gO <sub>2</sub> /kg
Teor de Nitrogênio (N)	7,0 g/kg
Teor de Fósforo (F)	Isento

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

**Dicolube™**



**F&B Dicolube D64**

**VL8**

## Produto para Tratamento de Esteiras Transportadora Aprovado para Garrafas Plásticas

### Metodologia de Análise

A concentração da solução de uso pode ser determinada através do uso do Teste Kit da **Diversey**.

### Composição

Aminas Graxas Neutralizadas, Tensoativo Não-Iônico e Água.

### Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

### Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

### Registros Oficiais

PRODUTO SANEANTE NOTIFICADO NA ANVISA, N° 25351.165308/2013-73